

谷丙转氨酶(GPT)活性测定试剂盒说明书

Glutamic-pyruvic Transaminase Assay Kit

分光光度法

货号：AK084

规格：50T/24S

产品清单及储存条件：

编号	规格	储存条件
提取液 ES08	30mL×1 瓶	4°C保存
AK084-A	粉剂×1 瓶	4°C保存；临用前加入少量提取液溶解，并调 PH 值为 7.4，然后用提取液定容至 5ml，现用现配
AK084-B	8 mL×1 瓶	4°C保存
AK084-C	80 mL×1 瓶	4°C保存
AK084-标准品 (20 μ mol/ml)	1 mL×1 支	4°C保存

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

产品简介：

意义：谷丙转氨酶 (Glutamic-pyruvic Transaminase, GPT) (EC 2.6.1.2) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，催化氨基酸和酮酸转氨基反应，在氨基酸代谢中具有重要作用。此外，哺乳动物肝细胞 GPT 活性很高，当肝细胞坏死，GPT 释放到血液中，血清 GPT 活性显著增高。因此，GPT 被世界卫生组织推荐为肝功能损害最敏感的检测指标。

原理：GPT 催化丙氨酸和 α-酮戊二酸发生转氨基反应，生成丙酮酸和谷氨酸；加入 2,4-二硝基苯肼溶液，不仅终止上述反应，而且与酮酸中的羧基加成，生成丙酮酸苯腙；苯腙在碱性条件下呈红棕色，可以在 505nm 读取吸光值并计算酶活力。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1ml 玻璃比色皿、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

样品制备：

1. 细菌、细胞样品的制备：

细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量 (10⁴ 个)：提取液 ES08 体积(mL)为 500~1000:1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液 ES08)，超声波破碎细菌或细胞 (冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

2. 组织样品的制备：

组织：按照组织质量 (g)：提取液 ES08 体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液 ES08)，进行冰浴匀浆。8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

3. 血清（浆）样品：直接检测

检测步骤：

1. 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 505nm，蒸馏水调零。
2. 标准曲线的稀释：将标准品用蒸馏水稀释至 1 μ mol/mL、0.8 μ mol/mL、0.4 μ mol/mL、0.2 μ mol/mL、0.1 μ mol/mL、0.05 μ mol/mL、0 μ mol/mL。
3. 在 EP 管中按下表加入试剂：

试剂名称(ul)	测定管	对照管	标准管
待测样本	20		

AK084-A	100	100	
标准液			120
混匀后, 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其它物种) 反应 30min			
AK084-B	100	100	100
待测样本		20	
混匀后, 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其它物种) 准确水浴 20min			
AK084-C	1000	1000	1000
混匀, 室温放置 10min, 在 505nm 波长处, 测各管吸光度。 每个测定管需设一个对照管。			

计算公式:

1. 标准曲线的绘制:

以各标准溶液浓度为 x 轴, 以 A505 为 y 轴做标准曲线, 得到方程 $y=kx+b$; 将 (A 测定管-A 对照管) 带入方程求 x 值。

2. GPT活性计算:

(1) 按样本质量计算:

单位定义: 每小时每 g 样本催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U/g 质量)} = x \times (V \text{ 样本} + \text{AK084-A}) \div (W \times V \text{ 样本} \div V \text{ 样总}) \div T = 12x \div W$$

(2) 按样本蛋白浓度计算:

单位定义: 每小时每 mg 组织蛋白催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U/mg prot)} = x \times (V \text{ 样本} + \text{AK084-A}) \div (Cpr \times V \text{ 样本}) \div T = 12x \div Cpr$$

(3) 按血清 (浆) 体积计算:

单位定义: 每小时每 mL 血清 (浆) 样本催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U/mL)} = x \times (V \text{ 样本} + \text{AK084-A}) \div V \text{ 样本} \div T = 12x$$

(4) 按细胞或细菌数量计算:

单位定义: 每小时每 10^4 个细胞或细菌催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U}/10^4 \text{ cell}) = x \times (V \text{ 样本} + \text{AK084-A}) \div (500 \times V \text{ 样本} \div V \text{ 样总}) \div T = 0.024x$$

V 样本: 0.02mL; AK084-A: 0.1mL; V 样总: 提取液体积, 1mL; W: 样本质量, g; Cpr: 样本蛋白浓度, mg/mL; T: 反应时间, 0.5h; 500: 细胞或细菌总数, 500 万。